

Instructions de nettoyage

pour système d'hygiène personnelle
bariatrique SHP-335



.....
VISIBILITÉ.ca
.....

Visibilité.ca, à votre service depuis 1991

Instructions pour système d'hygiène personnelle bariatrique SHP-335

Lorsque vous êtes prêt pour le nettoyage avec le jet d'eau, assurez-vous d'être bien positionné. C'est-à-dire au centre de la toilette, avec le bassin un peu reculé.

Nettoyage :

Actionnez la manette* de débit d'eau LENTEMENT ET DOUCEMENT. Elle est située à votre droite ou votre gauche selon votre besoin. Il est TRES IMPORTANT d'y aller doucement pour deux raisons :

**(la position de la manette peut être modifiée en utilisant la clé « Allen » fournie. Insérer la clé dans la petite ouverture sous la poignée, desserrer et enlever pour repositionner à votre convenance)*

- L'eau dans les boyaux est froide et doit s'écouler dans la cuvette afin que l'eau chaude puisse être acheminée dans le bidet et être projetée sur votre corps.
- Ouvrir lentement la manette permet de contrôler la pression du débit d'eau. NE JAMAIS OUVRIR OU TOURNER BRUSQUEMENT pour éviter une trop grande pression d'eau qui risquerait de vous blesser!

1. Réservoir d'eau chauffant, RCD :

Si votre appareil est branché à un réservoir d'eau chauffant, essayez de vous nettoyer le plus rapidement possible car la quantité d'eau tiède est limitée.

NOTE : La pression d'eau peut être contrôlée et/ou même fermée à partir de la valve située sur le haut du réservoir chauffant.

2. Valve thermostatique, VT :

Si votre appareil est branché à l'aide d'une valve thermostatique, vous n'avez pas d'instructions spéciales autres que d'ouvrir l'eau très doucement au début du cycle de nettoyage pour laisser dégouliner l'eau plus froide dans la cuvette. Cette opération ne devrait durer que quelques secondes avant que l'eau tiède apparaisse. La température d'eau peut fluctuer quelque peu mais l'avantage de cette application est que le débit ou la quantité d'eau chaude est très grande! (En provenance de votre alimentation d'eau chaude du domicile)



Nettoyage arrière :

Placez-vous pour que le jet d'eau arrose au bon endroit. Gardez un appui au sol avec les pieds pour pouvoir effectuer une légère rotation du bassin. Si possible, faire des contractions des muscles (anus) durant le nettoyage.

Nettoyage avant (féminin) :

Reculer un peu le bassin pour que l'eau du jet nettoyeur arrose au bon endroit. N'oubliez pas de tourner la manette d'alimentation d'eau doucement pour éviter que la pression soit trop forte.



Option de séchage :

Si vous avez l'ensemble de piqués de séchage : relevez-vous à la fin du lavage, abaissez l'abattant recouvert du piqué et asseyez-vous pour que le piqué absorbe l'humidité.



NOTE : Le système d'hygiène est efficace lorsqu'on s'en sert correctement. Un bon positionnement est impératif. On doit absolument se placer pour que l'eau du jet se dirige au bon endroit, effectuer une légère rotation du bassin lors du lavage arrière et reculer le bassin vers le réservoir de la toilette pour le nettoyage avant (féminin).



Vos pieds doivent être appuyés pour favoriser une bonne évacuation et pour obtenir le positionnement optimal pour un nettoyage adéquat. Si tel n'est pas le cas, consultez-nous pour qu'on vous propose des alternatives et solutions.

IMPORTANT : *Gardez votre main sur la manette de contrôle du débit d'eau pendant tout le nettoyage et fermer immédiatement si vous sentez que cela devient trop chaud.*

L'entretien du système d'hygiène personnel bariatrique 335/RCD/BJ

Débranchez l'appareil

Surfaces extérieures (Lunette, poignée d'alimentation et réservoir chauffant)

Utilisez les mêmes détergents que vous vous servez pour la toilette sans abrasif ou agent de blanchiment concentré.

Réservoir chauffant

Chiffon avec détergent doux. Faire attention de ne pas accrocher la gâchette de la valve d'expulsion.

Nettoyage de la buse

Mettez des gants

Ouvrez lentement l'alimentation d'eau pour faire sortir la buse escamotable. Recouvrez à l'aide de votre main l'endroit du jet pour ne pas se faire éclabousser. Saisissez la buse à l'aide de l'autre main en faisant attention de ne pas tirer sur celle-ci. Fermez l'alimentation d'eau tout en retenant la buse. Nettoyer avec détergent doux à l'aide d'une brosse douce.



Agence Visibilité Inc.

1224 Labadie, Longueuil (Québec) J4N 1C7

Tél. : 450 677-1441 | **Télec. :** 450-677-8769

info@visibilite.ca | www.visibilite.ca