



Distribué par

VISIBILITÉ.ca



**La danse vous fait
mal au dos?
Essayez la gamme
Tango, de VELA.
Des sièges
ergonomiques
pour exécuter tous
vos mouvements.**



Des fonctions pour faciliter tous vos mouvements



Réglage manuel ou électrique de la hauteur, selon le modèle



VELA Tango 100 et 200

Le Tango 100 de VELA dispose d'un dossier bas qui soutient efficacement les lombaires et permet de bouger librement le dos, les épaules et les bras lors d'activités diverses.



VELA Tango 100

Le Tango 200 de VELA convient aux personnes qui ont besoin de confort et d'un dossier haut. L'assise est plus ample, le dossier est plus grand que sur le Tango 100 et dispose d'une inclinaison verrouillable.



VELA Tango 200

L'appui-pieds est disponible en accessoire

VELA Tango 100

100 mm (3,9 po), 150 mm (5,9 po)

or 200 mm (7,9 po)

VELA Tango 200

100 mm (3,9 po), 150 mm (5,9 po)

or 200 mm (7,9 po)

DIMENSIONS ET POIDS

	à 100 mm (3,9po): 38-48 cm (15-18,9po), 40-50 cm (15,7-19,6po), 45-55 cm (17,7-21,6po), 50-60 cm (19,7-23,6po)	à 150 mm (5,9po): 38,5-53,5 cm (15,2-21,1po), 42-57 cm (16,5-22,4po), 45,5-60,5 cm (17,9-23,8po), 50,5-65,5 cm (19,9-25,8po), 54-69 cm (21,3-27,2po)	à 200 mm (7,9po): 45-65 cm (17,7-25,6po), 47-67 cm (18,5-26,4po), 52-72 cm (20,5-28,4 po)
Réglage de la hauteur, gaz			
Hauteur de l'assise Le siège peut être réglé aux intervalles suivants :			
Assise, largeur x profondeur	44 x 44 cm (assise Y) (17,3 x 17,3 po)	47 x 49 cm (assise CY) (18,5 x 19,3 po)	
Inclinaison de l'assise	6° vers l'avant, 3° vers l'arrière		6° vers l'avant, 3° vers l'arrière
Profondeur de l'assise	37-44 cm (14,6-17,3 po)		33-49 cm (13-19,3 po)
Dossier, largeur x hauteur	37 x 30 cm (dossier Y) (14,6 x 11,8 po)		43 x 45 cm (dossier CY) (16,9 x 17,7 po)
Inclinaison du dossier	10° vers l'avant, 13° vers l'arrière		20° vers l'avant, 6° vers l'arrière
Réglage en hauteur du dossier	10 cm (3,9 po)		13 cm (5,1 po)
Rembourrage de l'accoudoir (accoudoirs PU)	9 x 30 cm (3,5 x 11,8 po)		9 x 30 cm (3,5 x 11,8 po)
Hauteur des accoudoirs, réglable	0-24 cm (0-9,4 po)		0-24 cm (0-9,4 po)
Distance entre les accoudoirs, réglable	37-51 cm (14,6-20 po)		41-55 cm (16,1-21,7 po)
Rotation de l'assise	360°		360°
Taille du châssis	55 x 55 cm (21,7 x 21,7 po)		55 x 55 cm (21,7 x 21,7 po)
Poids du siège	20 kg (44 lb)		23 kg (50 lb)
Poids de l'utilisateur	160 kg (352 lb)		160 kg (352 lb)

Les sièges Tango de VELA sont une gamme de fauteuils de travail conçus pour permettre à l'utilisateur de conserver le même niveau d'activité et d'indépendance à la maison comme au bureau, malgré un handicap. Un système de frein central unique procure une position de travail stable, afin de manipuler des couteaux ou de l'eau bouillante en toute sécurité dans la cuisine. Quatre roulettes pivotantes permettent de « marcher » facilement avec le siège.

- Les sièges Tango de VELA sont très utiles pour les personnes handicapées, par exemple celles souffrant d'arthrite, de problèmes de dos, d'une mobilité réduite ou d'une sclérose.
- Siège de travail stable qui procure un bon soutien pour les activités quotidiennes, p. ex. dans la cuisine.
- Le châssis stable et le frein central assurent la sécurité de l'utilisateur au moment de s'asseoir ou de se lever. Il est même possible de « marcher » avec le siège tout en restant assis.
- Une ergonomie et un soutien adaptés assurent une position assise optimale qui facilite les activités et la participation.
- Tous les sièges VELA sont certifiés CE et satisfont aux normes applicables.
- Le système de pivotement du siège est muni d'un dispositif de verrouillage qui assure la sécurité de l'utilisateur. Le siège pivote pendant que l'utilisateur est assis, ce qui réduit la distance lors des transferts, p. ex. vers un fauteuil roulant ou un autre siège.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- :: La hauteur réglable de l'assise améliore la position de travail pour les aidants, p. ex. quand l'utilisateur a besoin d'assistance pour manger ou s'habiller.
- :: La hauteur réglable permet à l'utilisateur d'élever le siège afin de se placer à la même hauteur qu'un lit ou qu'un siège, ce qui facilite et sécurise les transferts.
- :: La poignée de poussée réglable en hauteur facilite le déplacement de l'utilisateur.



Exemples d'accessoires pour le siège Tango

VELA Tango 50



Le Tango 50 de VELA dispose d'un dossier bas qui soutient les lombaires et permet de bouger librement le dos, les épaules et les bras lors d'activités diverses.



VELA Tango 50

Le Tango 50 de VELA est un siège de travail simple et abordable. Il a été conçu pour permettre à l'utilisateur de conserver le même niveau d'activité et d'indépendance à la maison comme au travail, malgré un handicap. Un système de frein central unique procure une position de travail stable, afin de manipuler des couteaux ou de l'eau bouillante en toute sécurité dans la cuisine. Quatre roulettes pivotantes permettent de « marcher » avec le siège, facilement et sans à-coups.

VELA		VELA Tango 50
DIMENSIONS ET POIDS	Réglage de la hauteur, gaz	100 mm (3,9 po) ou 150 mm (5,9 po)
	Hauteur de l'assise Le siège peut être réglé aux intervalles suivants :	à 100 mm (3,9 po) : 38-48 cm (15-18,9 po)
	Remarque : la plage de hauteur du piédestal n'est pas réglable après l'achat.	à 150 mm (5,9 po) : 45-60 cm (17,7-23,6 po)
	Assise, largeur x profondeur	44 x 44 cm (assise Y) (17,3 x 17,3 po) Peut aussi être commandé avec une assise VELA Tango 50CY de 47 x 49 cm (18,5 x 19,3 po), plus ample
	Profondeur de l'assise	37-49 cm (14,6-19,3 po)
	Dossier, largeur x hauteur	37 x 30 cm (dossier T50 Y) (14,6-11,8 po) Peut aussi être commandé avec un dossier VELA Tango 50CY de 43 x 45 cm (16,9 x 17,7 po), plus ample
	Inclinaison du dossier	10° vers l'avant, 13° vers l'arrière
	Réglage en hauteur du dossier	10 cm (3,9 po)
	Rembourrage de l'accoudoir (accoudoirs PU)	9 x 30 cm (3,5-11,8 po)
	Hauteur des accoudoirs, réglable	0-24 cm (0-9,4 po)
	Distance entre les accoudoirs, réglable	37-51 cm (14,6-20 po)
	Repose-pieds	Oui
	Taille du châssis	55 x 55 cm (21,7 x 21,7 po)
	Poids du siège	20 kg (44 lb)
Poids de l'utilisateur	125 kg (275 lb)	

Sièges ergonomiques Pour les activités, la rééducation, le travail et les soins



Les chaises de
VELA permettent
l'activité, la
participation et
l'indépendance des
personnes
handicapées



Ergonomie et sécurité

VELA conçoit des sièges qui permettent de conserver un niveau d'activité et d'autonomie élevé.

Grâce à une collaboration avec des thérapeutes et à quatre-vingts ans d'expertise en ergonomie, VELA offre une vaste gamme de sièges ergonomiques qui favorisent les activités tout au long de la journée. VELA propose des sièges adaptés aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux personnes âgées qui vivent avec un handicap. La marque met également au point des chaises et des tabourets simples destinés aux fournisseurs de soins, aux thérapeutes et aux aidants. De par leur ergonomie, les sièges VELA contribuent à l'indépendance, à l'activité ainsi qu'à un meilleur environnement de travail, de même qu'au confort et à la sécurité des personnes handicapées, de leurs aidants de leurs thérapeutes.

Les sièges VELA facilitent la vie des personnes handicapées. VELA offre des sièges ergonomiques qui sont adaptés, entre autres, à des tâches professionnelles précises, à certaines fonctions ainsi qu'à des besoins spéciaux. Les sièges s'ajustent facilement et la conception ergonomique de l'assise, du dossier, des accoudoirs et des accessoires contribue à une position de travail saine et sécuritaire.

5 conseils en matière d'ergonomie

Une bonne ergonomie est importante pour les personnes handicapées, qui effectuent de nombreuses activités en position assise, ainsi que pour les aidants et les thérapeutes, qui doivent notamment les soutenir, les aider ou les rééduquer.

1. Une bonne ergonomie n'est pas propre à une seule et unique posture assise, mais correspond plutôt au fait de varier sa position en passant d'une chaise de bureau à un fauteuil de relaxation ou même à un fauteuil roulant.
2. Un siège assis-debout permet de soulager un utilisateur à l'équilibre fragile ou qui a passé une longue période debout, sans soutien. Un fauteuil muni d'un frein peut également stabiliser l'utilisateur en position assise ou debout.
3. Ajustez l'assise et le dossier du siège pour modifier votre posture: déplacez-vous et changez de position en fonction des tâches à accomplir.
4. Déplacez le siège près du lieu de la tâche et évitez les postures nécessitant de vous pencher et de tendre le dos ou le cou.
5. Réglez la hauteur du siège et l'inclinaison de l'assise pour éviter de travailler avec les épaules et les bras levés. La hauteur réglable du siège facilite également le travail de l'aidant au moment des transferts.





Sièges simples

Tous les tabourets et sièges assis-debout peuvent être équipés d'une commande de réglage de la hauteur actionnée à la main ou au pied. Les sièges peuvent être adaptées à l'utilisateur individuel via, par ex. dossiers, roues et freins. Toutes les sièges simples peuvent pivoter à 360°.



VELA Samba 500



VELA Samba 400



VELA Samba 400 avec petit siège



VELA Samba 530



VELA Samba 410

TABOURETS

:: Faciles à manipuler grâce à un châssis étroit et à des roulettes stables

VELA Samba 500

:: Grand confort grâce à une assise rembourrée

VELA Samba 400

:: Le siège inclinable en forme de selle favorise une posture ergonomique et active

VELA Samba 400 avec assise réduite

:: Le petit siège inclinable en forme de selle favorise une posture ergonomique et active

VELA Samba 530

:: Siège muni d'une surface prolongée à l'avant, p. ex. pour les soins des pieds

VELA Samba 410

:: Le coussin d'assise dynamique favorise le mouvement des régions lombaire et pelvienne :: L'assise permet de rester dynamique, ce qui stimule et renforce le dos et la région lombaire

:: Assise disponible en deux tailles

TABOURETS AVEC DOSSIER

:: Le dossier offre une position assise confortable pour les longues périodes de travail

:: Le dossier étroit permet de bouger librement les épaules et les bras

VELA Samba 510 avec petit support dorsal

:: Position confortable grâce à une assise rembourrée et à un léger soutien du dos

VELA Samba 520 avec dossier ergo

:: Position confortable grâce à une assise rembourrée et à un dossier ajustable

VELA Samba 400 avec dossier S150 étroit

:: L'assise inclinable en forme de selle favorise une posture active, tandis que le dossier procure un soutien du dos accru

:: Assise disponible en deux tailles

CHAISES DE BUREAU

:: Une assise ergonomique et un soutien dorsal suscitent une bonne posture assise

:: Accoudoirs à hauteur ajustable disponibles en option

VELA Latin 100

:: Le dossier bas permet de bouger librement le haut du corps

VELA Latin 200

:: Dossier haut avec dispositif de verrouillage pour un soutien lombaire accru

VELA Latin 400

:: Assise et dossier équipés d'une fonction synchro pour un confort accru

VELA Samba 150

:: La faible profondeur d'assise permet de se rapprocher davantage des endroits à atteindre (p. ex. une table)



VELA Samba 510



VELA Samba 520



VELA Samba 400 avec dossier S150



VELA Latin 100



VELA Latin 200



VELA Latin 400



VELA Samba 150



Sièges assis-debout

Les sièges VELA assis-debout donnent lieu à un espace de travail stable et élevé qui favorise une posture de travail ergonomique. Un siège assis-debout représente l'endroit parfait pour soulager son corps pendant une journée de travail comportant des moments assis et debout, à la maison comme au travail.



VELA Samba 100



VELA Samba 110



VELA Samba 120



VELA Samba 130

SIÈGES ASSIS-DEBOUT

- :: Idéaux pour passer d'une position de travail debout à une position assise
- :: L'assise inclinable de faible profondeur favorise une posture assise active et la santé du dos
- :: Soulage les muscles dorsaux et lombaires en position de travail debout
- :: La faible profondeur d'assise permet de se rapprocher d'une table ou d'un poste de travail
- :: Le repose-pieds circulaire offre un soutien et un confort supplémentaires quand le siège est réglé en position haute
- :: Le dossier offre un soutien lombaire efficace et ergonomique

VELA Samba 100

- :: Assise incurvée et ergonomique dotée d'un rebord avant arrondi pour stabiliser l'utilisateur

VELA Samba 110

- :: Assise incurvée et ergonomique dotée d'un rebord avant arrondi et d'un pommeau surélevé pour stabiliser et soutenir l'utilisateur

VELA Samba 120

- :: Siège ergonomique avec rebord avant en V

VELA Samba 130 - Siège assis-debout sans dossier

- :: Siège ergonomique avec rebord avant en V

SIÈGES ASSIS-DEBOUT AVEC FREIN

- :: Le frein central et les accoudoirs assurent la sécurité de l'utilisateur pendant les activités ainsi qu'au moment de se lever ou de s'asseoir
- :: Soulage les muscles dorsaux et lombaires en position de travail debout
- :: L'assise inclinable de faible profondeur favorise une posture assise active et la santé du dos
- :: L'utilisateur peut « marcher » avec le siège lorsqu'il est en position basse
- :: Le dossier offre un soutien lombaire efficace et ergonomique

VELA Salsa 100

- :: Assise incurvée et ergonomique dotée d'un rebord avant arrondi pour stabiliser l'utilisateur

VELA Salsa 110

- :: L'assise incurvée et ergonomique, dotée d'un rebord avant arrondi et d'un pommeau surélevé, stabilise et soutient l'utilisateur

VELA Salsa 120

- :: Siège ergonomique avec rebord avant en V

VELA Salsa 130 - Siège assis-debout sans dossier

- :: Siège ergonomique avec rebord avant en V

VELA Salsa 400 - disponible avec dossier

- :: Siège inclinable en forme de selle pour favoriser une posture ergonomique et active

VELA Tango El Siège assis-debout avec réglage électrique de la hauteur

- :: Assise incurvée et ergonomique dotée d'un rebord avant arrondi et d'un pommeau surélevé pour stabiliser et soutenir l'utilisateur
- :: Le réglage électrique de la hauteur n'exige pas de poser les pieds à terre, est confortable et offre du soutien en cas de mauvais équilibre



VELA Salsa 100



VELA Salsa 110



VELA Salsa 120



VELA Salsa 130



VELA Salsa 400



VELA Tango El
Siège assis-debout



Sièges de travail

Les sièges de travail VELA sont conçus afin de permettre aux personnes handicapées de rester actives et indépendantes, à la maison comme au travail. Ils disposent de quatre roulettes faciles à manœuvrer et d'un système de frein central unique, offrant ainsi un espace de travail sécuritaire et stable.



VELA Tango 100

VELA Tango 200

VELA Tango avec assise dissociée de type « arthrodèse »



VELA Tango 100EI



VELA Tango 200EI



VELA Tango 300



VELA Tango 300EI

SIÈGES DE TRAVAIL

- :: Sièges de travail stable et sécuritaire muni d'un frein central
- :: Poids de l'utilisateur jusqu'à 160 kg (352 lb)
- :: Le frein et les accoudoirs procurent sécurité et soutien au moment de se lever ou de s'asseoir, ainsi qu'au cours des activités
- :: Possibilité de « marcher » avec le siège
- :: Assise, dossier et inclinaison confortables et facilement réglables

VELA Tango 100

- :: Le dossier bas soutient les lombaires et permet de bouger librement le haut du corps, les épaules et les bras

VELA Tango 200

- :: Dossier haut avec dispositif de verrouillage pour un soutien accru des lombaires et du dos

VELA Tango avec assise dissociée de type « arthrodèse »

- :: Assise dissociée avec coussins réglables séparément à l'avant

SIÈGES DE TRAVAIL – ÉLECTRIQUES

- :: Le réglage électrique de la hauteur permet de modifier la hauteur de l'assise confortablement et en toute sécurité
- :: Sièges de travail stable et sécuritaire muni d'un frein central
- :: Le frein et les accoudoirs procurent sécurité et soutien au moment de se lever ou de s'asseoir, ainsi qu'au cours des activités
- :: Possibilité de « marcher » avec le siège
- :: Assise, dossier et inclinaison confortables et facilement réglables

VELA Tango 100EI - Réglage électrique de la hauteur

- :: Le dossier bas soutient les lombaires et permet de bouger librement le haut du corps, les épaules et les bras

VELA Tango 200EI - Réglage électrique de la hauteur

- :: Dossier haut avec dispositif de verrouillage pour un soutien accru des lombaires et du dos

SIÈGES DE TRAVAIL – CHARGE PLUS ÉLEVÉE

- :: Sièges de travail stable et sécuritaire muni d'un frein central et offrant un bon soutien pour un utilisateur pesant jusqu'à 200 kg (440 lb)
- :: Base renforcée, barres d'accoudoir et double barre de dossier afin d'offrir une sécurité accrue pour les utilisateurs corpulents
- :: Les accoudoirs et le frein facilitent le passage en position assise et debout
- :: Possibilité de « marcher » avec le siège
- :: Assise et dossier ergonomiques pour un confort accru

VELA Tango 300

- :: Assise et dossier ergonomiques pour un confort accru

VELA Tango 300EI - Réglage électrique de la hauteur

- :: Le réglage électrique de la hauteur permet de modifier la hauteur de l'assise confortablement et en toute sécurité
- :: L'utilisateur peut régler la hauteur tout en étant assis



Personnalisation optimale

VELA offre de nombreux accessoires permettant d'adapter le siège à un utilisateur ou à un employé bien précis.

- :: Des assises, des dossiers, des dispositifs de soutien du corps et des appuie-têtes spéciaux contribuent à une posture assise ergonomique qui favorise l'activité.
- :: Il est préférable de recouvrir le siège d'une housse protectrice si celui-ci accueille plusieurs utilisateurs ou que ces derniers présentent des troubles liés à l'hygiène.
- :: Les accoudoirs soutiennent les bras, les poignets ainsi que les mains et garantissent le confort de l'utilisateur. Ils assurent également la sécurité des personnes qui présentent des problèmes d'équilibre ou possèdent moins de force dans les jambes au moment de se lever ou de s'asseoir.
- :: Les repose-pieds, les appui-jambes et les repose-jambes bénéficient à l'utilisateur lorsque le siège est en position haute, p. ex. dans la cuisine, au travail ou pour déplacer l'utilisateur dans le siège.
- :: La poignée de poussée facilite les tâches de l'aidant, p. ex. pour déplacer l'utilisateur dans le siège.
- :: Des poignées spéciales peuvent servir à régler le siège, p. ex. pour les personnes souffrant d'arthrose.


Qualité danoise

Fondée en 1935 par Vermund Larsen, VELA est une entreprise familiale danoise. Son siège social est situé à Aalborg, de même que son service de R. et D., ses installations de production, son atelier de rembourrage et son service de vente et de marketing.

DES SIÈGES FABRIQUÉS AVEC SOIN ET PRÉCISION

Le service de R. et D. de VELA a pour but d'optimiser la sécurité, la fonctionnalité et la conception des sièges, et ce, en collaboration avec nos thérapeutes, qui veillent sans cesse à procurer aux utilisateurs un confort ergonomique. La conception de nos sièges tient compte du haut niveau de sollicitation auxquels ils sont exposés. C'est pourquoi VELA utilise uniquement des matériaux de qualité, tels que des pièces mécaniques durables. VELA garnit les sièges d'un tissu résistant à l'usure, afin qu'ils conservent un aspect esthétique et demeurent en bon état de fonctionnement pendant de nombreuses années.

Tous les sièges VELA sont fabriqués au Danemark. Nous ne fabriquons un siège qu'après en avoir reçu la commande, ce qui permet de le personnaliser. Partout dans le monde, nos distributeurs, dont l'entreprise canadienne Westech, fournissent des services et un soutien exemplaires.





1.6.1. FIXATION DU DOSSIER

1. Le levier de réglage du dossier (voir section 1.6.7) doit être en position ouverte. Faire passer le bras du dossier à travers le couvercle de protection et dans le trou, puis serrer le levier.
2. Insérer le capuchon (2) dans la partie inférieure du bras du dossier.
3. Insérer le bouchon (3) en plastique dans le petit orifice du côté gauche du bras du dossier.



1.6.2. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ASSISE (VELA TANGO EL)

L'ajustement peut être effectué depuis la partie inférieure de l'accoudoir gauche ou droit, selon l'emplacement de la fiche (voir section 1.6.2). *Remarque* : Le siège Tango El de VELA est offert avec un système de réglage de la hauteur télécommandé (si les fournisseurs de soin doivent être en mesure de régler la hauteur).



1.6.3. CHANGEMENT DE L'EMPLACEMENT DE LA COMMANDE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR – ACCOUDOIR GAUCHE OU DROIT, OU BOÎTE DE COMMANDE (VELA TANGO EL)

Retirer la fiche de l'arrière de l'accoudoir et l'insérer dans l'autre accoudoir ou au bas de la boîte de commande. *Remarque* : La fonction de réglage de la hauteur ne peut être utilisée de manière continue que pendant une minute, après quoi, il faut attendre neuf minutes pour l'utiliser de nouveau.



1.6.4. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ASSISE (VELA TANGO)

Régler la hauteur de l'assise en tirant la manette située à l'avant du côté droit.



1.6.5. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DE L'ASSISE

Régler l'inclinaison de l'assise en tirant la manette située au milieu du côté droit.



1.6.6. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIER

Régler l'inclinaison du dossier en tirant la manette située à l'arrière du côté droit.



1.6.7. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU DOSSIER

Régler la hauteur du dossier en tirant la manette située au bas du dossier. Ne pas oublier de resserrer le levier ensuite.



1.6.8. RÉGLAGE EN HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Desserrer la poignée sur la barre de l'accoudoir et régler la hauteur. Ne pas oublier de resserrer la poignée ensuite.



1.6.9. RÉGLAGE EN LARGEUR DES ACCOUDOIRS

Desserrer la poignée sous le siège et régler la largeur de l'accoudoir. Ne pas oublier de resserrer la poignée ensuite.



1.6.10. FREINS

Immobiliser le siège Tango en poussant le levier situé sur le côté du châssis vers l'avant. Débloquer le siège en repoussant le levier vers l'arrière, en position verticale. *Remarque* : Il est possible de déplacer le levier du frein. Pour cela, desserrer la vis sur la partie inférieure du levier, retirer la poignée en plastique dans le trou opposé et insérer le levier. Ne pas oublier de resserrer la poignée ensuite.



1.6.11. PIVOTEMENT (VELA TANGO) (EN OPTION)

Faire pivoter l'assise en tirant vers le haut la manette située à l'avant du côté gauche. Le siège peut pivoter de 90° dans les deux directions.



1.6.12. PIVOTEMENT (VELA TANGO EL) (EN OPTION)

Faire pivoter l'assise en poussant vers le bas la manette située à l'avant du côté droit. *Remarque* : La rotation n'est pas une fonction standard sur toutes les configurations du Tango EL de VELA.



1.6.13. DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DU DOSSIER (VELA TANGO 200 ET 200EL)

Positionner le dossier à un angle donné en ajustant et en bloquant le boulon à l'arrière du dossier.



1.6.14. RECHARGE (VELA TANGO EL)

Une recharge quotidienne est recommandée. Enfoncer la fiche dans le chargeur. Si le siège se recharge, le voyant DEL du chargeur sera jaune. Une fois le siège complètement chargé, le voyant passera au vert. Vous entendrez un signal sonore si la batterie est faible. Rechargez-la dès que possible.

Remarque : Ne pas utiliser le siège lorsqu'il est en charge.



1.6.15. ASSISE DISSOCIÉE COXIT (EN OPTION)

L'inclinaison des rabats coxite peut être ajustée de façon indépendante afin de s'adapter aux besoins de soutien de l'utilisateur. Desserrer la poignée sous le siège, ajuster l'inclinaison et resserrer la poignée.



1.6.16. REPOSE-PIED (EN OPTION)

Un repose-pieds stabilisateur peut aussi servir de marche pour se lever ou s'asseoir.

Remarque : Si le pied est replié et le siège est réglé dans sa position la plus basse, le pied ne peut pas être déplié et gênera l'assise et l'accoudoir.



Prix de vente au détail au Canada
En vigueur en janvier 2018
Sièges ergonomiques

Produit

N° article.	Description	Prix
2121	VELA Latin 100	732,00 \$
2122	VELA Latin 200	1 062,00 \$
3030	VELA Samba 400	616,00 \$
3040	VELA Samba 410	743,00 \$
4102	VELA Samba 120 avec dossier	1 211,00 \$
4103	VELA Samba 100	1 211,00 \$
4104	VELA Samba 110	1 211,00 \$
4112	VELA Salsa 120 avec dossier, châssis en H	1 380,00 \$
4113	VELA Salsa 100 avec dos, châssis en H	1 380,00 \$
4114	VELA Salsa 110	1 380,00 \$
5024	VELA Tango 300	3 450,00 \$
5105	VELA Tango 300E	5 680,00 \$
5310	Hip Hop 50	1 518,00 \$
5312	Hip Hop 100	1 783,00 \$
6010	VELA Tango 50	977,00 \$
6021	VELA Tango 100 assise inclinable et rotation verrouillable	1 264,00 \$
6022	VELA Tango 200 assise inclinable et rotation verrouillable	1 603,00 \$
6025	VELA Tango 100A assise inclinable et rotation verrouillable	1 603,00 \$
6032	VELA Tango 100S assise inclinable et rotation verrouillable	2 017,00 \$
6139	VELA Tango 100EF assise inclinable et fixe	2 622,00 \$
6149	VELA Tango 200EF assise inclinable et fixe	2 983,00 \$
6152	VELA Tango 100ES assise inclinable et fixe	3 365,00 \$
6045	VELA Tango 500 inclin. limitée de l'assise et rotation verrouillable	1 888,00 \$
6046	VELA Tango 510 inclin. complète de l'assise et rotation verrouillable	2 880,00 \$
6155	VELA Tango 500E inclin. limitée de l'assise et rotation verrouillable	3 235,00 \$
6156	VELA Tango 510E inclin. complète de l'assise et rotation verrouillable	4 227,00 \$

Pour les modèles et accessoires ne figurant pas sur cette liste de prix,
veuillez demander un devis à votre revendeur.
Westech se réserve le droit de modifier les prix avec un préavis de 30 jours.

Remarques

Distribué par:



Westech Health Care Ltd.
Bureau d'entreprise
#154, 5255 McCall Way NE
Calgary, Alberta
T2E 7J5



www.westechhealth.com
info@westechhealth.com
orders@westechhealth.com
Téléphone: 587-323-0022
Numéro sans frais: 844-323-0022
Télécopieur: 587-323-0159

Nos valeurs

Confiance
Honnêteté
Intégrité
Connaissance
Respect
Professionalisme

« En offrant des produits de santé innovateurs, nous aidons les Canadiens de tout âge à vivre de manière indépendante, avec dignité et respect. »

Service et soutien à la clientèle au Québec :



Contactez-nous:

info@visibilite.ca
1224 Labadie
Longueuil QC J4N 1C7
Canada

Tél: 450 677-1441
Télec: 450 677-8769
1 800 926-2466